

Sterilizzatrice MMM Selectomat SL



Sterilizzatrice MMM SELECTOMAT SL per la sterilizzazione di strumentario, tessuti, articoli in gomma, plastica ecc..

Costruita secondo le norme STANDARD EN 285, certificazione CE annesso II delle direttive sui dispositivi medici n. 93/42 CE, approvato dal TUV, EN ISO 11134./ UNI EN ISO 9001/13485:2003.

Porte scorrevoli a movimento verticale ad azionamento automatico.

Camera quadrangolare a doppia parete a costruzione calandrata per meglio resistere all'usura, camera, mantello in acciaio inox al cromo-nichel-molibdeno-titanio, materiale n.1.4571, (AISI 316L e 316Ti).

Isolamento termico in fibra minerale rivestito da pannelli in alluminio zincato.

Alimentazione tramite vapore di rete o da generatore di vapore integrato, pompa per il vuoto ad anello liquido accoppiata a scambiatore di calore per l'abbattimento termico

degli scarichi (max 55°C).

Dispositivo per il risparmio idrico (W.S.S.) per ridurre di oltre il 50% il consumo d'acqua; tubazioni per il vapore in acciaio inox materiale n. 1.4571 (AISI 316 Titanio).

Regolazione dei fluidi esclusivamente a mezzo di valvole pneumatiche. Valvole di sicurezza omologate PED.

Gestione dei cicli di sterilizzazione e dei cicli di test completamente automatica, controllo incrociato dei parametri, con test di autodiagnosi continua.

Registrazione dati tramite stampante con registratore grafico a due canali costituenti un unico sistema di registrazione in tempo reale; predisposizione per il collegamento a PC esterno. Sistema di interfaccia RS 232. Touch screen 8.2" manuale.

L'apparecchiatura standard è dotata di n. 1 supporto griglia camera (+ n. 2 ripiani interni in acciaio inox perforati); pannellature di rivestimento laterali incluso porta di servizio e pannellatura rivestimento superiore.

Dotata di marcatura CE 93/42, rispondente alla UNI EN 285 ed alle UNI EN 554. Omologata secondo la Direttiva CE 97/23 meglio nota come PED (Pressure Equipment Directive).

DIMENSIONI

Versione Selectomat SL	N° porte	Dimensione camera (hxlxp)	Dimensioni camera in StE	Volume camera	Dimensioni esterne compr. zocc. o piedini
636-V	1 e 2	670x350x700	2 UStE	160	1918x1000x970 **
666-V	1 e 2	700x650x690	4 UstE	314	1918x1300x970 **
669-V	1 e 2	700x650x990	6 UstE	450	1918x1300x1270 **
6612-V	1 e 2	700x650x1340	8 UstE	610	1918x1300x1620 **
6618-V	2	700x650x1940	12 UStE	885	1918x1300x2240
9612-H	1 e 2	1000x650x1340	12 UStE	900	1918x1900x1620 **
9618-H	1 e 2	1000x650x1940	18 UStE	1275	1918x1900x2220 **

* Incluso 100 mm supporti gambe

** Più 20 mm in caso di 2 porte

H: Porte con apertura a scorrimento automatico orizzontale

V: Porte con apertura a scorrimento automatico verticale

ALIMENTAZIONE A VAPORE

Nella versione con generatore elettrico di vapore integrato

POTENZA

Modello	636	666	669	6612
KW	22.5	36	45	54
Posizione	integrato	integrato	integrato	integrato