

Sterilizzazione  
Disinfezione  
Arredamenti Ospedalieri  
Assistenza Tecnica



**DR. WEIGERT**



**TRATTAMENTO DELLO ZOCCOLO  
"VIVOSANO"  
NELLE APPARECCHIATURE DI  
LAVAGGIO**




**Neodisher FA  
Neodisher Z  
Neodisher N**



**MULTI MEDICAL SERVICES SRL**

Via Rossi, 4 - 21026 Gavirate (VA) - Tel. ++39 0332 224489-224727 / ++39 0332 839057  
C.F. o P. Iva 02812740120 - C.C.I.A.A. di Varese Reg. Imp. nr.02812740120 - REA n. 290947



Sterilizzazione  
Disinfezione  
Arredamenti Ospedalieri  
Assistenza Tecnica



## PULIZIA DELLO ZOCCOLO "VIVOSANO" NELLE APPARECCHIATURE DI LAVAGGIO

### LAVAGGIO E ...

#### NEODISHER FA

- Detergente con eccellenti proprietà di lavaggio,
- a base di metasilicati ed idrossido di sodio,
- pH fortemente alcalino,
- specifico per i processi automatizzati, non contiene né agenti ossidanti, né surfattanti.



### ...NEUTRALIZZAZIONE DEI RESIDUI ALCALINI

#### NEODISHER Z

neutralizzante organico a base di acido citrico.



#### NEODISHER N

neutralizzante inorganico a base di acido fosforico.



**MULTI MEDICAL SERVICES SRL**

Via Rossi, 4 - 21026 Gavirate (VA) - Tel. ++39 0332 224489-224727 / ++39 0332 839057  
C.F. o P. Iva 02812740120 - C.C.I.A.A. di Varese Reg. Imp. nr.02812740120 - REA n. 290947